


Betriebseigene Überwachung
Messgeräte

Witty-Analytic Connect

Digitales Photometer mit Anbindung an
mein.Schwimmbad



Damit Sie es leichter haben.

Witty

Die nächste Generation der digitalen Photometer

- Hochpräzise Messergebnisse
- Vereinfachte Messabläufe durch Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Zeitersparnis dank Synchronisation mit mein.Schwimmbad



5,5 Zoll Farb-HD-Touch-Display

Schnelllademodus

Ergonomisches Design

Schritt-für-Schritt Anleitung mit Animationen

Integrierter Profi-Modus

Breites Messspektrum an Parametern

Anbindung per WLAN an mein.Schwimmbad

Funktion zur Selbstkalibrierung

Wasserdicht

Offline-Speicher für > 5000 Messungen

Witty-Analytic Connect liefert hochpräzise Messwerte, die direkt mit Ihrem digitalen Assistenten mein.Schwimmbad synchronisiert werden. Das große HD-Touch-Display und die detaillierten Messanleitungen garantieren eine einfache Handhabung. So sparen Sie Zeit und behalten die Kontrolle über Ihre Wasserwerte.




Bestimmen Sie:

- ↘ Freies und gebundenes Chlor
 - ↘ pH-Wert
 - ↘ Säurekapazität
 - ↘ Ozon
 - ↘ Chlordioxid
 - ↘ Wasserstoffperoxid
 - ↘ Aluminium
 - ↘ Harnstoff
-

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ↘ Dank einer Messung mit 18 Wellenlängen liefert Witty-Analytic Connect hochpräzise und zuverlässige Messergebnisse.
- ↘ Einfache Handhabung und hohe Benutzerfreundlichkeit: die leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Erklärung und Animationen direkt auf dem Display sorgt für eine problemlose Durchführung der Messung – auch durch ungelernetes Personal. Der integrierte Profi-Modus liefert zusätzlich eine zeitsparende Messmethode für geschultes Fachpersonal.
- ↘ Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku garantiert lange Laufzeiten und eine hohe Lebensdauer der Witty-Analytic Connect Geräte.
- ↘ Dank dem integrierten HD-Touch-Display benötigen Sie kein zusätzliches Smartphone neben Witty-Analytic Connect zur Durchführung der Handmessung.
- ↘ Vereinfachtes Arbeiten durch Digitalisierung: Durch die Anbindung an den digitalen Assistenten mein.Schwimmbad werden Ihre Messwerte automatisch per WLAN an Ihren mein.Schwimmbad Account übertragen und im jeweiligen Becken dokumentiert. So sparen Sie Zeit und erhalten eine lückenlose Dokumentation Ihrer Handmesswerte.



Hier gibt es die
kostenlose
Basisvariante
zum Kennenlernen
witty.eu/meinSchwimmbad



Mit mein.Schwimmbad behalten Sie Ihr Schwimmbad im Blick

Zur Nutzung von Witty-Analytic Connect benötigen Sie einen Account für den digitalen Assistenten mein.Schwimmbad. Mit dem Basic-Paket dokumentieren Sie die Messwerte eines Beckens kostenlos. Für die Dokumentation einer unbegrenzten Anzahl an Becken benötigen Sie das kostenpflichtige Bronze-Paket. Beantragen Sie jetzt Ihren Zugang über die zugehörige Landingpage und entdecken Sie die Vorteile von mein.Schwimmbad:

- ↘ Dokumentieren Sie digital
- ↘ Kontrollieren Sie Ihre Becken aus der Ferne
- ↘ Behalten Sie den Status Ihrer Technik im Blick

Technische Daten:

Display	5,5" Farb-HD-Touch-Display
Stromversorgung	8500 mA Lithium-Ionen-Akku
Automatische Abschaltung	10 Minuten nach letzter Tastenbetätigung
Zulässige Betriebstemperatur	+ 5°C bis + 45°C
Abmessungen	100 x 255 x 59 mm (B x L x H)
Gewicht	715 g

Witty-Analytic Connect Art.-Nr. W1083101

Lieferumfang:

- Digitales Photometer im stabilen Kunststoffkoffer
- 4 x 10ml Glasküvetten
- 1 x Lichtschutzdeckel
- 1 x 10ml Spritze
- 1 x Kunststoff-Rührstab
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Reinigungstuch Witty-MikroStar, gelb
- 1 x DC-Adapter mit internationalen Steckern & USB-Kabel
- Witty-Flüssigreagenzien:
1 x Witty-Reagenz pH
1 x Witty-Reagenz Chlor R1
1 x Witty-Reagenz Chlor R2
1 x Witty-Reagenz Chlor R3
- 1 x Packung Säurekapazität-Tabletten (à 100 Stück)

Zubehör und Reagenzien:

Witty-Reagenz pH
ausreichend für ca. 200 Bestimmungen
Art.-Nr. W1077701

Witty-Reagenz Chlor R1
ausreichend für ca. 200 Bestimmungen
Art.-Nr. W1077711

Witty-Reagenz Chlor R2
ausreichend für ca. 350 Bestimmungen
Art.-Nr. W1077712

Witty-Reagenz Chlor R3
ausreichend für ca. 350 Bestimmungen
Art.-Nr. W1077713

Säurekapazität-Tabletten Connect
ausreichend für 100 Bestimmungen
Art.-Nr. W1083501

DPD-Glyzin-Lösung Connect
ausreichend für ca. 250 Bestimmungen
von Ozon und Chlordioxid
Art.-Nr. W1083601

Reagenzienset Aluminium Connect
ausreichend für 50 Bestimmungen
Art.-Nr. W1083701

Reagenzienset Wasserstoffperoxid Connect
ausreichend für ca. 540 Bestimmungen
Art.-Nr. W1083801

Reagenzienset Urea Connect
ausreichend für 50 Bestimmungen von Harnstoff
Art.-Nr. W1083901

Tabletten-Messung:

DPD-I-Tabletten Chlor Connect
500 Tabletten zur Bestimmung
des freien Chlors
Art.-Nr. W1083201

DPD-III-Tabletten Chlor Connect
500 Tabletten zur Bestimmung
des Gesamtchlors
Art.-Nr. W1083301

Phenol-Rot-Tabletten pH Connect
500 Tabletten zur Bestimmung
des pH-Werts
Art.-Nr. W1083401



Bedienungsanleitung,
Videos und weitere Infos
zu Witty-Analytic Connect
finden Sie hier:



Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 - 16
D-86424 Dinkelscherben
Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de
www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71/344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

Witty