

# Witty-Aqua D

## Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel

**Witty-Aqua D verwenden Sie zur Desinfektion des Trinkwasserbehälters. Mit Witty-Aqua D entfernen Sie Reinigungsrückstände und verhindern ein erneutes Aufkeimen. Es wirkt durch Oxidation nachhaltig gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze.**



- 
- **Wirkt gegen Bakterien und Pilze**
  - **Zur Desinfektion von Trinkwasserbehältern**
  - **Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 291**
- 

### Vorteile

1. Witty-Aqua D ist der **perfekte Abschluss einer Behälterreinigung**, denn es entfernt eventuell noch vorhandene Reinigungsrückstände und verhindert nachhaltig ein erneutes Aufkeimen.
2. Das Desinfektionsmittel Witty-Aqua D entspricht den Anforderungen des **DVGW-Arbeitsblatts W 291**.
3. Witty-Aqua D ist geruchsneutral. Es muss nicht verdünnt werden und lässt sich angenehmer und **reizfreier** aufbringen, als eine Chlorklösung.
4. **Witty-Aqua D** ist für die im Trinkwasserbereich verwendeten Materialien geeignet. Es eignet sich auch zur Desinfektion des Stiefelgangs sowie zur Desinfektion von Trinkwasserschläuchen und Standrohren.

---

Wenn Sie die Vorgaben des § 44 Infektionsschutzgesetz erfüllen, haben Sie mit Witty-Control die Möglichkeit, ein eigenes Frühwarnsystem zu installieren und Ihre Eigenüberwachung zu optimieren. Sie nutzen anerkannte Testverfahren und können im Fall des Falles schnell reagieren.

---

**Anwendung**

Nachbehandlung von gereinigten Trinkwasserbehältern bzw. nach einer Behälterbegehung: Einfach mittels einer Sprühlanze im Niederdruckverfahren unverdünnt auftragen und 30 Minuten einwirken lassen. Stellen Sie vor Befüllen des Behälters sicher, dass keine Desinfektionsmittelrückstände vorhanden sind. Spülen Sie gegebenenfalls die Oberfläche mit Wasser ab.

Desinfektionsmittel nicht unverdünnt in das Erdreich oder Oberflächengewässer einleiten.

**Lagerung**

Gut verschlossen, nicht über 25 °C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Frost nach vollständigem Auftauchen wieder verwendbar.

**Verkaufseinheiten**

20 l Mehrweg-Gebinde  
Art.-Nr. 1030520



Prüfung	Prüfmethode	Konzentration	Zeit
Bakterizidie und Levurozidie (hohe Belastung)	EN 13697	unverdünnt	30 Minuten

**Erfolgreich mit den Lösungen von Witty**

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

**Tipp:**

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie unter [www.witty.eu](http://www.witty.eu).

**Alles aus einer Hand: Witty-CTS**

**CTS**  
CHEMIE  
TECHNIK  
SERVICE

Ob Schwimmbad, Hotel oder Großküche:  
Mit Witty-CTS bieten wir Ihnen eine wirtschaftliche Gesamtlösung an. Sie nutzen ein komplettes Leistungspaket zu einer festen Monatspauschale.

**CTS: So geht Hygiene heute.**

**Witty GmbH & Co. KG**  
Herrenrothstraße 12 – 16  
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0  
Fax +49 (0) 8292/999-200  
info@witty.de • www.witty.eu

**Witty-Austria GmbH & Co. KG**  
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim  
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

**Witty Vertriebs- und Controlling GmbH**  
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau  
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

**Witty**